

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Galectin 1/Lgals1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09382

Numero articolo: CM0002828



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Galectina 1/LGALS1 umana, convalidato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce a croce con topo e ratto. Ideale per ricerche su apoptosi, regolazione immunitaria e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Galectin 1/LGALS1 Rabbit mAb
Note/Alias	GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1
Specie	Umana
GenelD (umano)	3956
GenelD	3956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 della Galectina 1/LGALS1 umana (NP_002296.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09382
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio