


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Galectin 3/Lgals3 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P17931

Numero articolo: CM0006739



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che targeting la galectina-3 umana (LGALS3) per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con mouse e ratto.

Immunogeno ricombinante a lunghezza intera; rileva una proteina di 26 kDa. Ideale per studi su infiammazione, autofagia e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Galectin 3/LGALS3 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3958
GeneID	3958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della Galectin 3/LGALS3 umana (NP_002297.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P17931
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio