


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Galectina 3/Lgals3 Per Wb, If/Icc, Ip, Fc, Elisa - P17931

Numero articolo: CM0008421



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Galectina-3/LGALS3 umana, validato per WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA. Rileva la Galectina-3 umana e murina. Adatto per lo studio dei processi mediati da lectine, dell'infiammazione e della ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Galectina 3/LGALS3
Note/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della Galectina 3/LGALS3 umana (NP_002297.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	P17931
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante