


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Galectin 3/Lgals3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17931

Numero articolo: CM0005590



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Galectin 3/LGALS3 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con Umano, Mouse, Ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare mediata da lectine, dell'infiammazione e del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Galectin 3/LGALS3 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3958
GeneID	3958
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 della Galectina 3/LGALS3 umana (P17931))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P17931
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio