


Anticorpo Monoclonale Anti-Galectina 4/Lgals4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P56470

Numero articolo: CM0007949



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Galectina 4/LGALS4 umana, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'assemblaggio delle giunzioni e sull'adesione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Galectina 4/LGALS4
Note/alias	GAL4; L36LBP; Galectina 4/LGALS4
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3960
ID del gene	3960
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Galectina 4/LGALS4 umana (P56470)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P56470
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante