


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Galectina 4/Lgals4 Per Wb, If-P, Elisa - P56470

Numero articolo: CM0021987



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Galectina-4 umana, validato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto allo studio delle funzioni delle lectine leganti il galattosio e della biologia delle giunzioni aderenti.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di coniglio anti-Galectina 4/LGALS4                                                                                                     |
| Note/alias          | GAL4; L36LBP; Galectina 4/LGALS4                                                                                                            |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                        |
| ID del gene (uomo)  | 3960                                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Galectina 4/LGALS4 umana (NP_006140.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                             |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                                           |
| SWISS               | P56470                                                                                                                                      |
| Peso della proteina | 36 kDa                                                                                                                                      |
| Spedizione          | Sacchetto refrigerante                                                                                                                      |