

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Galk1 Per Wb, Elisa - P51570

Numero articolo: CM0024492



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GALK1 umano, prodotto utilizzando proteina ricombinante (aa 1-120). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con umano e topo. Ideale per ricerche sul metabolismo del galattosio e sulle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GALK1 Rabbit pAb
Note/Alias	GK1; GALK; HEL-S-19; GALK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2584
GeneID	2584
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di GALK1 umano (NP_000145.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P51570
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio