

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Galns Per Wb, If/Icc, Elisa - P34059

Numero articolo: CM0026419



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la N-acetilgalattosammina-6-solfatasi (GALNS) umana, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva GALNS umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie da accumulo lisosomiale, inclusa la mucopolisaccaridosi IVA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GALNS Rabbit pAb
Note/Alias	GAS; MP54A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS
Specie	Umana
ID Gene	2588
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 353-522 della GALNS umana (NP_000503.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P34059
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio