

Anticorpo Policlonale Anti-Galnt3 Per Wb E Elisa - Q14435

Numero articolo: CM0026055

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro GALNT3 umano (GalNAc-T3), validato per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Ideale per studi sulla glicosilazione O-linked, la biologia delle mucine e la regolazione di FGF23.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro principale	Specificazione
Nome prodotto	GALNT3 Rabbit pAb
Note/Alias	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Specie	Umana
ID genico (Umano)	2591
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di GALNT3 umano (NP_004473.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q14435
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio