

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Galnt3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14435

Numero articolo: CM0018498

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per GALNT3 umano (GalNAc-T3). Validato in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla O-glicosilazione e sulle patologie correlate a FGF23.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GALNT3 Rabbit pAb
Note/Alias	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	2591
ID del gene	2591
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-160 di GALNT3 umano (NP_004473.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q14435
Peso della proteina	73kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico