

Anticorpo Policlonale Anti-Galnt6 Per Wb, Elisa - Q8Ncl4

Numero articolo: CM0017579

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GALNT6 umano (GalNAc-T6), validato per Western blot ed ELISA. Progettato per lo studio della glicosilazione O-legata, della sintesi della fibronectina oncofetale e della modificazione di FGF23.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GALNT6 Rabbit pAb
Note/Alias	GalNAcT6; GALNAC-T6; GALNT6
Specie	Umano
GeneID (umano)	11226
GeneID	11226
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-140 di GALNT6 umano (NP_009141.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8NCL4
Peso della proteina	71kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio