

Anticorpo Policlonale Anti-Galnt7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sf2

Numero articolo: CM0018997



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio GALNT7 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva specificamente la N-acetilgalattosaminiltransferasi 7 umana (75kDa), una glicopeptide transferasi residente nel Golgi essenziale per la biosintesi degli oligosaccaridi O-legati. Adatto per studi di glicobiologia e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GALNT7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GalNAcT7; GALNAC-T7; GALNT7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51809
Gene ID	51809
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-130 di GALNT7 umano (NP_059119.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q86SF2
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio