

Anticorpo Policlonale Anti-Galp Per Wb, Elisa - Q9Ubc7

Numero articolo: CM0020628

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GALP umano, adatto per Western blot ed ELISA. Riconosce GALP umano, murino e di ratto. Indicato per lo studio della funzione dei neuropeptidi, della segnalazione ipotalamica e dell'attività antimicrobica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GALP Rabbit pAb
Note/alias	GALP
Specie	Umano
ID del gene (umano)	85569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-116 di GALP umano (NP_149097.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UBC7
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante