

Anticorpo Policlonale Anti-Galt Per Wb, Elisa - P07902

Numero articolo: CM0018920



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GALT umano (galattosio-1-fosfato uridililtransferasi). Adatto per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Peso molecolare previsto di 43 kDa. Utile per la ricerca sul metabolismo del galattosio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-GALT
Note/alias	GALT; galattosio-1-fosfato uridililtransferasi
Specie	Uomo
ID genico	2592
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-379 di GALT umano (NP_000146.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P07902
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante