

Anticorpo Monoclonale Anti-Gamma-Sinucleina Per Wb - 076070

Numero articolo: CM0011100

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio sviluppato contro la gamma-sinucleina umana (076070). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'integrità dei neurofilamenti e sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	gamma-Sinucleina Coniglio mAb
Note/Alias	SR, BCSG1, gamma-Sinucleina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6623
GeneID	6623
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 48-127 della gamma-sinucleina umana (076070).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	076070
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio