

Anticorpo Policlonale Anti-Gamma-Sinucleina Per Wb, Ihc-P, Elisa - O76070

Numero articolo: CM0018509

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla gamma-sinucleina umana (SNCG/Breast cancer-specific gene 1). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con incroci con umano e topo. Ideale per ricerche di neurobiologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	gamma-Sinucleina Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SR; BCSG1; gamma-Sinucleina
Specie	Umano
ID Gene	6623
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O76070
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio