

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ganab Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14697

Numero articolo: CM0016262



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti GANAB umano, la subunità catalitica della glucosidasi II. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sulla elaborazione delle glicoproteine e sulla maturazione della policistina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GANAB Rabbit pAb
Note/Alias	G2AN; GIIA; PKD3; GLUII; GANAB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23193
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 di GANAB umano (NP_001265123.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14697
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio