

Anticorpo Policlonale Anti-Ganc Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Tet4

Numero articolo: CM0020824

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'alfa-glucosidasi C neutra umana (GANC), validato per Western blot e ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle glicosidasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GANC Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GANC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2595
ID Gene	2595
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di GANC umana (NP_937784.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8TET4
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio