

Anticorpo Monoclonale Anti-Gap43 Per Wb, If, Elisa - P17677

Numero articolo: CM0002459

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GAP43 umano (Proteina associata alla crescita 43, B-50, pp46) per Western blot, immunofluorescenza e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GAP43 mAb di coniglio
Note/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2596
GeneID	2596
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 139-238 della GAP43 umana (P17677).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17677
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio