

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gap43 Per Wb, If/Icc, Elisa - P17677

Numero articolo: CM0028345

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GAP43 umano validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva GAP43/neuromodulina (25 kDa) in campioni di origine umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sulla crescita assonale, la plasticità sinaptica e lo sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GAP43 Rabbit pAb
Note/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Specie bersaglio	Uomo
GeneID (umano)	2596
GeneID	2596
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-238 della GAP43 umana (NP_002036.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17677
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio