

Anticorpo Policlonale Anti-Gars Per Wb, If/Icc, Elisa - P41250

Numero articolo: CM0013467



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia GARS umano (Glicina--tRNA ligasi), validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca IVD sulla sintesi proteica e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GARS Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI
Specie	Umana
GeneID	2617
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 60-370 di GARS umano (NP_002038.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P41250
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio