

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gars (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41250

Numero articolo: CM0027504



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato KO che bersaglia la GARS umana (glicina-tRNA ligasi). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della biologia delle aminoacil-tRNA sintetasi e dei meccanismi della malattia di Charcot-Marie-Tooth.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] GARS Rabbit pAb
Note/Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2617
GeneID	2617
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-370 della GARS umana (NP_002038.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P41250
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio