

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gart Per Wb, If/Icc, Elisa - P22102

Numero articolo: CM0030504



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GART umana (proteina trifunzionale della biosintesi delle purine) validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi delle purine.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro         | Specifica                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto     | GART Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias        | AIRS; GARS; PAIS; PGFT; PRGS; GARTF; GART                                                                                     |
| Specie            | Umana                                                                                                                         |
| GenelD            | 2618 (Umana)                                                                                                                  |
| Immunogeno        | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 della GART umana (NP_000810.1) |
| Origine           | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria         | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione      | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reazione crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS             | P22102                                                                                                                        |
| Peso proteico     | 108kDa                                                                                                                        |
| Spedizione        | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |