

Anticorpo Monoclonale Anti-Gas2 Per Wb - O43903

Numero articolo: CM0007511

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro la proteina umana GAS2 (Growth arrest-specific protein 2). Convalidato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sull'udito, sulla dinamica del citoscheletro e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GAS2 Rabbit mAb
Note/Alias	GAS-2; GAS2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2620
GeneID	2620
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della GAS2 umana (NP_005247.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43903
Peso proteico	35 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio