

Anticorpo Policlonale Anti-Gas7 Per Wb, Elisa - 060861

Numero articolo: CM0013568



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GAS7 umano, validato per WB e ELISA. Rileva GAS7 in campioni umani, di topo e di ratto, supportando la ricerca sulla differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GAS7 Rabbit pAb
Note/Alias	GAS7; MLL/GAS7
Specie	Umana
GeneID	8522
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-412 di GAS7 umano (NP_001124303.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60861
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio