

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Gasdermin B (Lunghezza Completa + C Terminale) Per Western Blot - Q8Tax9-6

Numero articolo: CM0025316

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia Gasdermin B umana (GSDMB, isoforma 6) a lunghezza completa e C terminale. Convalidato per Western blot, adatto per studi su piroptosi e morte cellulare mediata da granzimi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Gasdermin B □ Lunghezza completa + C terminale□ Rabbit pAb
Note / Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermin B □ Lunghezza completa + C terminale□
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	55876
ID gene	55876
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8TAX9-6
Peso proteico	18 kDa / 45 kDa / 46 kDa / 47 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio