

Anticorpo Policlonale Anti-Gastrin Releasing Peptide (Grp) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07492

Numero articolo: CM0027681



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Gastrin Releasing Peptide (GRP) umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sul rilascio di ormoni gastrointestinali, la segnalazione del prurito e la memoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Gastrin Releasing Peptide (GRP) Rabbit pAb
Note/Alias	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; Gastrin Releasing Peptide (GRP)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2922
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-148 del Gastrin Releasing Peptide (GRP) umano (NP_002082.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07492
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio