


Anticorpo Monoclonale Anti-Gata1 Per Wb, Ip, Elisa - P15976

Numero articolo: CM0003945



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GATA1 umano, adatto per WB, IP e ELISA.

Immunogeno: peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 1-100. Uso di ricerca: regolazione trascrizionale nello sviluppo eritroide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GATA1 Rabbit mAb
Note/Alias	GF1; GF-1; NFE1; XLTT; ERYF1; NF-E1; XLANP; XLTDA; GATA-1; HAEADA; GATA1
Specie	Umana
ID gene	2623
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GATA1 umano (NP_002040.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15976
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio