

Anticorpo Policlonale Anti-Gata2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23769

Numero articolo: CM0017001



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione GATA2 umano per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione genica endoteliale e sull'immunodeficienza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GATA2 Rabbit pAb
Note/Alias	DCML, IMD21, NFE1B, MONOMAC, GATA2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2624
GeneID	2624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di GATA2 umano (NP_116027.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23769
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio