

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gata2 Per Ihc-P, Elisa - P23769

Numero articolo: CM0023603



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per il rilevamento di GATA2 umano, un fattore di trascrizione endoteliale chiave. Validato per IHC-P ed ELISA, adatto per lo studio della regolazione trascrizionale nelle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GATA2 Rabbit pAb
Note/Alias	DCML; IMD21; NFE1B; MONOMAC; GATA2
Specie	Umano
GeneID	2624
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 240-340 di GATA2 umano (NP_116027.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P23769
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio