

Anticorpo Policlonale Anti-Gata3 Per Wb Ed Elisa - P23771

Numero articolo: CM0024545



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GATA3 validato per Western blot ed ELISA, reattivo con uomo e topo. Ideale per lo studio dello sviluppo delle cellule T, della differenziazione Th2 e dell'attivazione dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-GATA3
Note/Alias	HDR; HDRS; GATA3
Specie	Umana
ID Gene	2625
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della GATA3 umana (NP_001002295.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P23771
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio