

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gata3 Per Wb, If, Fc - P23771

Numero articolo: CM0006021



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-GATA3 validato per WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra) ed ELISA. Rileva la GATA3 endogena in campioni umani, con una banda prevista di 48 kDa. Ideale per la ricerca sulla differenziazione delle cellule T e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GATA3 Rabbit mAb
Note/Alias	HDR; HDRS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2625
GeneID	2625
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 della GATA3 umana (NP_001002295.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra), ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P23771
Peso Proteico	48 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio