

Anticorpo Monoclonale Anti-Gata3 Di Coniglio Per Wb, Ip, Elisa, Chip, Chip-Seq - P23771

Numero articolo: CM0002850



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce GATA3, validato per WB, IP, ELISA, ChIP e ChIP-seq su campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla differenziazione Th2 e sulla riprogrammazione dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb GATA3 di Coniglio
Note/Alias	HDR; HDRS; GATA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2625
GeneID	2625
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di GATA3 umano (P23771).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P23771
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio