

Anti-Gata3 Rabbit Polymab® Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Chip, Elisa - P23772

Numero articolo: CM0009454



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega a GATA3 (UniProt P23772). Validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA. Rileva GATA3 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulla differenziazione delle cellule T e Th2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Gata3 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	jal; Gata-3
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	2625
GeneID	14462
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 135-258 di GATA3 murino (NP_032117.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P23772
Peso Proteico	48 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio