


## Anticorpo Policlonale Anti-Gata4 Per Wb, Ihc, If/Icc Ed Elisa - P43694

Numero articolo: CM0018012



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GATA4 umano, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Indicato per studi sullo sviluppo cardiaco e sui fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | GATA4 Rabbit pAb                                                                                                  |
| Note/Alias          | TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4                                                                                     |
| Specie              | Uomo                                                                                                              |
| ID del gene         | 2626                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 341-440 di GATA4 umano (NP_002043.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                    |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                 |
| SWISS               | P43694                                                                                                            |
| Peso della proteina | 45 kDa                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                |