

Anticorpo Policlonale Anti-Gata6 Per Wb, Elisa - Q92908

Numero articolo: CM0024376

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) di coniglio anti-GATA6 validato per WB ed ELISA. Riconosce GATA6 umano e murino, un fattore di trascrizione cruciale per l'omeostasi cardiaca, gastrica e cutanea. L'immunogeno copre gli amminoacidi 70-160 di GATA6 umano. Ideale per studi sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-GATA6
Note/Alias	GATA6
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2627
GeneID	2627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-160 di GATA6 umano (NP_005248.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q92908
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio