

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gatad2B (P66-Beta) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi9

Numero articolo: CM0029572

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GATAD2B (p66-beta) umano, validato per WB, IHC-P, IP e ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e la repressione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GATAD2B Rabbit pAb
Note/Alias	p68, GANDS, MRD18, P66beta, GATAD2B
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	57459
ID gene	57459
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8WXI9
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio