

Anticorpo Policlonale Anti-Gatc Per Wb, Elisa - 043716

Numero articolo: CM0027958

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GATC umano, validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio della sintesi proteica mitocondriale e della transamidazione tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GATC Rabbit pAb
Note/Alias	15E1.2; COXPD42; GATC
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	283459
Gene ID	283459
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-136 di GATC umano (NP_789788.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O43716
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio