


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gatm Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P50440

Numero articolo: CM0005608



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-GATM ad alta specificità validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva GATM umano, di topo e di ratto (~48 kDa), un enzima chiave nella biosintesi della creatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio GATM
Note/Alias	AT; RFS; AGAT; FRTS; CCD53; FRTS1; GATM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2628
GeneID	2628
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-423 di GATM umano (NP_001473.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50440
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacca refrigerante