


Anticorpo Policlonale Anti-Gatm Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50440

Numero articolo: CM0027948



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla GATM umana (glicina amidinotransferasi), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la biosintesi della creatina e la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GATM Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AT, RFS, AGAT, FRTS, CCDS3, FRTS1, GATM
Specie	Umano
GeneID	2628
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli aminoacidi 38-423 della GATM umana (NP_001473.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50440
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio