

Anti-Gba2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - Q9Hcg7

Numero articolo: CM0014410

introduzione

Anti-GBA2 anticorpo policlonale di coniglio validato per WB e ELISA. Rileva GBA2 umana e murina con un peso molecolare previsto di 105 kDa. Ideale per studi sulla funzione della glucosilceramidasi non lisosomiale nel metabolismo lipidico, nella elaborazione degli acidi biliari e nella neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	GBA2 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	AD035, SPG46, NLGase, GBA2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57704
GeneID	57704
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 708-927 della GBA2 umana (NP_065995.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9HCG7
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio