

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gba3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H227

Numero articolo: CM0025999



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale di coniglio contro la beta-glucosidasi citosolica umana (GBA3). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo. Adatto per la ricerca sul metabolismo dei glicosilceramidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GBA3 Rabbit pAb
Note/Alias	CBG; GLUC; KLRP; CBGL1; GBA3
Specie	Uomo
GenelD	57733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-162 della GBA3 umana (NP_001121904.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9H227
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio