


Anticorpo Policlonale Anti-Gbe1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q04446

Numero articolo: CM0030900



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a GBE1 (enzima di ramificazione del glicogeno) per WB ed ELISA. Rileva GBE1 umano, murino e ratto, peso molecolare previsto di 80 kDa. Ideale per studi sul metabolismo del glicogeno e sulla GSD IV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GBE1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GBE; APBD; GSD4; GBE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2632
GeneID	2632
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di GBE1 umano (NP_000149.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q04446
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio