


Anticorpo Policlonale Anti-Gbp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P32456

Numero articolo: CM0016871



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GBP2 umano, adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Validato su campioni umani e murini, riconosce una proteina di 67 kDa. Ideale per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GBP2 Rabbit pAb
Note/Alias	GBP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2634
ID Gene	2634
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P32456
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio