


Anticorpo Policlonale Anti-Gc1Q R/C1Qbp Per Wb, If/Icc, Elisa - Q07021

Numero articolo: CM0020813



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a GC1q R/C1QBP umano (p32, HABP1, gC1qR). Validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Mostra reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul sistema del complemento, funzione mitocondriale e interazioni ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GC1q R/C1QBP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p32; HABP1; gC1qR; GC1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; GC1q R/C1QBP
Specie	Umano
GeneID (umano)	708
GeneID	708
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 74-282 di GC1q R/C1QBP umano (NP_001203.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q07021
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio