


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gc1Q R/C1Qbp Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q07021

Numero articolo: CM0003638



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro GC1q R/C1QBP umano (p32, HABP1). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio dell'infiammazione, della cascata del complemento e della biologia mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GC1q R/C1QBP
Note/Alias	p32; HABP1; gC1qR; GC1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; GC1q R/C1QBP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	708
ID Gene	708
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di GC1q R/C1QBP umano (Q07021)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q07021
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacca refrigerante