


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gcc2 / Gcc185 Per Wb, Ihc-P Ed Elisa - Q8Iwj2

Numero articolo: CM0018631



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GCC2/GCC185 umano per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per la ricerca sull'apparato del Golgi e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GCC2 Rabbit pAb
Note/Alias	REN53; GCC185; RANBP2L4; GCC2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	9648
GeneID	9648
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di GCC2 umano (NP_852118.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q8Iwj2
Peso della proteina	196 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante