


Anticorpo Policlonale Anti-Gch1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P30793

Numero articolo: CM0017572



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GCH1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva GCH1 nativo in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi della tetraidrobiopterina, sulla sintesi della dopamina e sulla sensibilità al dolore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GCH1 Rabbit pAb
Note/Alias	GCH; DYT5; DYT14; DYT5a; GTPCH1; HPABH4B; GTP-CH-1; GCH1
Specie	Umano
GeneID (umano)	2643
GeneID	2643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-250 di GCH1 umano (NP_000152.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P30793
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante