


Anticorpo Policlonale Anti-Gckr Per Wb, Elisa - Q14397

Numero articolo: CM0027929



introduzione

GCKR Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio, validato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce GCKR umano, con reattività crociata verso topo e ratto. Utile per la ricerca sulla regolazione della glucochinasi e sul metabolismo dei carboidrati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GCKR Rabbit pAb
Note/Alias	GKRP; FGQTL5; GCKR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2646
GeneID	2646
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di GCKR umano (NP_001477.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14397
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio