

Anticorpo Monoclonale Anti-Gclc Per Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Numero articolo: CM0011787

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-GCLC validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce GCLC umano e murino, la subunità catalitica della glutammato-cisteina ligasi, chiave nella biosintesi del glutathione. Ideale per IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GCLC
Note/Alias	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2729
GeneID	2729
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 di GCLC umano (NP_001489.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P48506
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio